
PROUA ESTRATTA



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale di Novara P.IVA 01522670031



Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 www.asl.novara.it

PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

PROVA PRATICA 1

- 1. Come viene effettuata la colorazione Ematossilina Eosina a partire da sezioni in paraffina?
 - a. Sparaffinatura, disidratazione, colorazione con Ematossilina, lavaggio in acqua, colorazione con Eosina, lavaggio rapido in acqua, reidratazione, montaggio.
 - b. Sparaffinatura, reidratazione, colorazione con Eosina, lavaggio in acqua, colorazione in Ematossilina, lavaggio rapido in acqua, disidratazione, montaggio.
 - c. Sparaffinatura, reidratazione, colorazione con Ematossilina, lavaggio in acqua, colorazione con Eosina, lavaggio rapido in acqua, disidratazione, montaggio.
 - d. Sparaffinatura, disidratazione, colorazione con Eosina, lavaggio in acqua, colorazione con Ematossilina, lavaggio rapido in acqua, reidratazione, montaggio.
- 2. Qual è l'ordine di esecuzione della colorazione di Gram? (sono omessi i lavaggio con acqua):
 - (1) Preparazione del vetrino
 - (2) Colorante di contrasto (Eosina, Fucsina, ecc.)
 - (3) Lugol
 - (4) Cristalvioletto
 - (5) Decolorazione (alcool, acetone)
 - a. (1), (3), (5), (2), (4)
 - b. (4), (5), (3), (2), (1)
 - c. (1), (2), (3), (4), (5)
 - d. (1), (4), (3), (5), (2)
- 3. Quale tipo di sangue deve essere trasfuso quando non si conosce il gruppo del ricevente e non si ha tempo per effettuare la determinazione?
 - a. gruppo AB Rh negativo
 - b. gruppo 0 Rh positivo
 - c. gruppo 0 Rh negativo
 - d. gruppo AB Rh positivo
- 4. Dove è preferibile conservare un campione di urine che non possa essere seminato immediatamente?
 - a. In congelatore a -20°C
 - b. In termostato a 37°C
 - c. A temperatura ambiente
 - d. In frigorifero a 2/6°C

W La Mario Colo



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale di Novara P.IVA 01522670031

Sede Legale: Viale Roma, 7 – 28100 Novara Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519 www.asl.novara.it

5. Quale tra queste è statisticamente la più comune patologia alcool correlata?

- a. cirrosi epatica
- b. cancro della mammella
- c. depressione
- d. neoplasia del cavo orale

6. Come si effettua una diluizione 1:5 di un campione di siero?

- a. 100 µl di campione di siero + 400 µl di soluzione fisiologica
- b. 100 μl di campione di siero + 300 μl di soluzione fisiologica
- c. 350 µl di campione di siero + 150 µl di soluzione fisiologica
- d. 200 μl di campione di siero + 300 μl di soluzione fisiologica

7. Gli indici corpuscolari sono rappresentati da:

- a. RBC, PLT, WBC
- b. MCV, PLT, RBC
- c. MCHC, MCH, RBC
- d. MCV, MCH, MCHC

8. Quale affermazione sul prelievo di sangue per test di coagulazione è corretta?

- a. Deve essere eseguito in provette contenenti Sodio Citrato
- b. Il rapporto tra sangue e anticoagulante deve essere di 9:1
- c. Il campione deve essere centrifugato a 3000 rpm x 10'
- d. Tutte le alternative proposte sono corrette

9. Il test di Coombs diretto si esegue:

- a. Sul siero
- b. Sul plasma
- c. Sulle emazie
- d. Sul buffy-coat

10. Quale delle seguenti affermazioni è vera in laboratorio?

- a. I DPI devono essere impiegati sempre
- b. I DPI sono impiegati a discrezione del medico competente
- c. I DPI devono essere impiegati quando i rischi possono essere eliminati
- d. I DPI sono impiegati a discrezione del lavoratore

W fa W